

## 1541890 - Gants d'examen Sterling Nitrile - non-stérils - XS - 10 x 200 pcs



### Déscription

Gants Halyard Nitrile Sterling blancs, le gant d'examen Nitrile, sans poudre est la solution sans souci pour toutes les tâches non-stérile. Ajustage et toucher semblables à ceux du latex. Ils conviennent lors d'une exposition faible à élevée aux fluides. Confort excellent et sensibilité tactile préférée.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Halyard
<b>Poudré</b>	Non
<b>Longueur de la manchette</b>	24 cm
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Composition</b>	Nitrile
<b>Normes</b>	EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009 EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 420
<b>Résidu poudre</b>	? 2,0 mg/handschoen conform EN 455-3
<b>Conforme à la norme HACCP</b>	Non
<b>sku</b>	1541890
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Force jusqu'au point de rupture après vieillissement</b>	8N
<b>Force jusqu'au point de rupture pour le vieillissement</b>	8N
<b>Largeur de la paume</b>	70 mm > 240 mm
<b>Largeur doigt</b>	0,09 mm
<b>Méthode de stérilisation</b>	Non applicable
<b>Niveau de qualité</b>	AQL 1.5
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Stérile</b>	Non
<b>Taille</b>	XS
<b>Type d'emballage</b>	Carton
<b>épaisseur de la paume</b>	0,08 mm
<b>épaisseur du poignet</b>	0,06 mm