

1101050 - Poire pour tensiomètres Boso Clinius I et Boso Manuel II - 1 pc



Déscription

Poire de remplacement pour les tensiomètres manuels. Elle est sans latex. Facile à nettoyer et à désinfecter. Convient aux cabinets médicaux, aux cliniques et aux visites à domicile.

Spécifications

Marque	BOSO
Compatible avec	Tensiomètre Boso Clinicus I; Tensiomètre Boso Manuel II
sku	1101050
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce