

1626701 - Clamp de Bahr – blanc – stérile – 100 pcs



Déscription

La clamp de Bahr est utilisée pour clampser le cordon ombilical d'un nouveau-né pendant l'accouchement. Cette pince **Gyneas** à usage unique possède des encoches pour bien maintenir le cordon ombilical. La fermeture sécurisée empêche qu'elle ne s'ouvre accidentellement. La pince à cordon ombilical est stérile, à usage unique et emballée dans un sachet individuel.

Spécifications

Marque	Gyneas
sku	1626701
Stérile	Oui
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte