

1601338 - Fluid Exercise E750 Cycle UBE - argent bronze



Déscription

Le E750 Cycle UBE (Upper Body Ergometer) est une machine haut de gamme de qualité commerciale offrant une polyvalence opérationnelle maximale, comprenant du vélo couché et du vélo assis ou debout bidirectionnel avec les bras du haut du corps. Le E750 est équipé d'un porte-pédale à double action avec sangles pour les pieds et des poignées ergonomiques conçues pour une utilisation du haut du corps.

La résistance du E750 est réglée via notre système Twin Tank breveté avec 10 niveaux de résistance ajustable et la vitesse de rotation est déterminée par vous-même. Le E750 reste doux et constant d'utilisation à très faible RPM et peut gérer les vitesses balistiques d'un entraînement HIIT. Cette grande variation de charges et de vitesses vous permet d'entraîner efficacement selon n'importe quel programme d'entraînement.

Si nécessaire, le siège à profil bas peut pivoter de 90 degrés pour faciliter l'entrée et la sortie. Cette fonction unique est idéale pour les débutants en fitness et les personnes en rééducation.

Le E750 offre des options pour solliciter pratiquement tous les groupes musculaires, se concentrer sur la force, développer l'endurance, renforcer la stabilité, la flexibilité et l'équilibre."

Avantages

- Niveaux de résistance: 10
- Type de moniteur: Moniteur Bluetooth
- Fonctions du moniteur: temps, distance, calories, niveau de résistance, temps par 500m, fréquence cardiaque, coups d'aviron par minute, watts, graphique de puissance
- Poids : 111 kg
- Dimensions: L 133 x l 97 x H 152 cm
- Poids utilisateur maximal: 150 kg

Spécifications

Marque	fluid
sku	1601338
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce