

## 1511070 - Lampe d'examen LED 120 - fixation au plafond - bras à ressort - anneau d'ancrage exclusif - 1 pc



### Déscription

Une lampe d'examen très puissante pour la petite chirurgie, avec un excellent rendu des couleurs. La version à focale variable est équipée du système d'éclairage R86, dispose d'un réflecteur de lumière froide avec filtre thermique.

- Sans contrôle de mise au point
- Indice de rendu des couleurs Ra 86
- Température de couleur en K 43 000
- Taille du champ lumineux: 15 cm
- Diamètre tête d'éclairage 29 cm
- Lampe LED 40 W

## Spécifications

<b>Marque</b>	Dr. Mach
<b>Diamètre de la lampe</b>	29 cm
<b>Étendue du champ lumineux</b>	15 cm
<b>Nombre de LEDs</b>	12
<b>Intensité lumineuse</b>	40 lux
<b>Longueur du bras</b>	170 cm
<b>Contrôle de la mise au point</b>	Non
<b>Commande Touchless</b>	Non
<b>sku</b>	1511070
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Catégorie de lampe de recherche</b>	Lampe d'examination
<b>Lampe d'examination modèle</b>	Modèle de plafond
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce