

## 1549559 - Tasse Easi 2 pour personnes souffrant de tremblements - éventail - 1 anse - blanc - 330 ml - 1 pc



### Déscription

Particulièrement adapté aux personnes souffrant de tremblements : l'insert unique ralentit le mouvement du liquide. La turbine est facile à retirer à l'aide du crochet en acier inoxydable fourni. La turbine est faite d'un plastique plutôt dur et ne s'adapte pas aux béciers de forme différente.

## Spécifications

<b>Couverture</b>	Non
<b>Anse</b>	Oui
<b>Conforme à la norme HACCP</b>	Oui
<b>Coupe isolante</b>	Non
<b>Indication d'échelle</b>	Non
<b>Composition</b>	Une matière synthétique relativement dure
<b>sku</b>	1549559
<b>Contenu</b>	300 ml
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Type d'emballage</b>	Pièce