

1549559 - Tasse Easi 2 pour personnes souffrant de tremblements - éventail - 1 anse - blanc - 330 ml - 1 pc



Déscription

Particulièrement adapté aux personnes souffrant de tremblements : l'insert unique ralentit le mouvement du liquide. La turbine est facile à retirer à l'aide du crochet en acier inoxydable fourni. La turbine est faite d'un plastique plutôt dur et ne s'adapte pas aux béchers de forme différente.



Spécifications

| Couverture | Non |
|---------------------------|---|
| Anse | Oui |
| Conforme à la norme HACCP | Oui |
| Coupe isolante | Non |
| Indication d'échelle | Non |
| Composition | Une matière synthétique relativement dure |
| sku | 1549559 |
| Contenu | 300 ml |
| Couleur | Blanc |
| Type d'emballage | Pièce |