

## 1605707 - Insyte Autoguard IV BC Pro cathéter avec ailles - 18G x 1,16" - vert - 50 pcs



### Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>Composition</b>	Sans PVC, DEPH
<b>sku</b>	1605707
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Aiguille de sécurité</b>	Oui
<b>Normes</b>	ENO ISO 13485
<b>Débit</b>	95 milliliter per minute
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Dimensions</b>	18G x 1,16"
<b>Dimensions en mm</b>	1,3 x 30 mm
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte