

1626330 - Blunt Filter aiguille 18 G x 1,5" – avec filtre 5 microns – 100 pcs

Image

Déscription

L'aiguille BD Blunt Micron Needle 18G x est conçue pour offrir une préparation des médicaments à la fois sûre, propre et efficace. Sa pointe émoussée avec filtre intégré de 5 microns retient les particules indésirables, garantissant une aspiration de ampoules en verre de médicament plus pure et plus fiable.

Grâce à son design non tranchant, elle contribue à réduire significativement le risque d'accidents d'exposition au sang, un atout essentiel dans les environnements de soins et de pharmacie où la sécurité et la rapidité sont primordiales.

Idéale pour :

- Le personnel de pharmacie
- Les professionnels de santé manipulant régulièrement des flacons de médicaments.

Une solution pratique, sécurisée et performante pour celles et ceux qui recherchent une qualité constante et une protection optimale

Spécifications

Marque	BD
sku	1626330
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Sans alcool	Oui
Nombre de pièces	100
Couleur	Pourpre
Dimensions	18G x 1 1/2"
Dimensions en mm	1,2 x 40 mm
Type d'emballage	Boîte