

1352493 - Table d'examen Praxis 3 Elite - hauteur variable électrique - Sienna - 1 pc



Déscription

Le Praxis 3 Elite est le successeur de la série Praxis 3, qui a connu un grand succès. Cette ligne se caractérise par son énorme portée de 42-112 cm et a une capacité de levage standard de 225 kg. Grâce aux pieds arrondis et aux profilés plus épais, la table n'est pas seulement belle, elle est aussi très solide et stable. Grâce au ressort à gaz spécial sous la section tête/jambes, le rabat se relève automatiquement lorsque la table est abaissée à sa position la plus basse. Cela se produit lorsque le volet court est tourné vers le bas. Cela permet de diviser la surface de manière optimale tout en garantissant une position basse de 42 cm.

Attention: la couleur de la table telle qu'elle apparaît sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier de la réalité.

Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 64 cm, L 196 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Hauteur	42-112 cm
Capacité de levage	225 kg
Temps de réglage de la hauteur	40 s
sku	1352493
Couleur	Sienna
Nombre de parties	3-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce