


## 1610070 - PERMA-HAND™ Silk fil de suture 5/0 - 16 mm - 75 cm - FW500 - 36 pcs



## **Déscription**

PERMA-HAND™ SILK Suture est une suture chirurgicale stérile et non résorbable, composée d'une protéine organique appelée fibroïne.

## **Avantages**

- Multifilament
- Naturé



## **Spécifications**

Marque	Ethicon
SKU leverancier	FW500
Composition	Fibroïne
Stérile	Oui
Résorbable	Non
Longueur du fil	75 cm
sku	1610070
Couleur	Noir
Longueur aiguille	16 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte
épaisseur du fil	5/0