

1544873 - Molift raiser aide au transfert - 1 pc



Déscription

La plate-forme élévatrice Molift est conçue pour faire passer en toute sécurité l'utilisateur de la position assise à la position debout tout en maintenant les meilleures conditions ergonomiques possibles de déplacement et de manutention pour le soignant. Le support de jambe unique est conçu pour être facilement ajusté d'une seule main. De même, le blocage des roues (droite ou gauche) bloque les deux roues simultanément, offrant ainsi une solution de freinage sûre dans les environnements à espace limité. La finition à grain fin du repose-pieds offre une surface antidérapante et la poignée offre de nombreuses possibilités de prise en main. Ces caractéristiques permettent à l'utilisateur de se sentir en sécurité tout au long du transfert.

Spécifications

Marque	Molift
Poids du produit	14.2 kg
Composition	Acier, plastique, aluminium, caoutchouc thermoplastique
sku	1544873
Charge maximale de levage	150 kg
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce