

1601012 - Aiguilles stylo - 32G x 6 mm - Quinta ETW - pourpre - 100 pcs



Déscription

Les aiguilles Betica ont une pointe de aiguille tranchée en trois parties et une couche spéciale de silicone double pour plus de confort lors des injections. La paroi de l'aiguille (extra) fine permet un meilleur flux d'insuline et une durée d'injection plus courte. Les aiguilles sont polies électrolytiquement pour une canule encore plus lisse.

Spécifications

Marque	betica
Composition	Double couche de silicone
Stérile	Oui
sku	1601012
Mécanisme de sécurité	Non
Couleur	Pourpre
Dimensions	32G x 6 mm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte