

1559947 - Couvercles 09 pour cassettes à médicaments 01 - 1 x 25 pcs



Déscription

La fabrication des couvercles coulissants est un secret bien gardé. Les couvercles ferment le MediDispenser si fermement qu'aucune humidité ne peut y pénétrer. Ce couvercle coulissant s'adapte au distributeur journalier de taille petit art. 01/09.

Spécifications

Marque	Wiegand
Dimensions du produit	L 5.2 cm, L 16 cm
A utiliser avec:	Cassette 01
Sans latex	Oui
Composition	PET: Le polyéthylène téréphtalate est un plastique polyester (adapté à l'alimentation). Le PET est résistant aux UV-B, UV-C-FUV, UV-C-VUF, EUV et XUV
Couleur	Transparent
Type d'emballage	Paquet