

1010668 - MONOCRYL™ fil de suture 4/0 - 19 mm - 70 cm - Y422H - 1 pc



Déscription

La suture MONOCRYL™ est une suture synthétique absorbable monofilament à usage chirurgical, préparée à partir d'un copolymère de glycolide et d'epsilon-caprolactone.

Avantages

- Monofilament
- Synthétique
- Temps de résorption: 90-120 jours

Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	ETHIY422H
Composition	Suture: copolymère: glycolide, epsilon-caprolacton
sku	1010668
Stérile	Oui
Résorbable	Oui
Longueur du fil	70 cm
Epaisseur du fil	4/0
Longueur aiguille	19 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Pièce