

1600273 - Sonicaid FD3 Doppler numérique foetal - audio et FHR - sonde fixe 3MHz



Déscription

Dopplers numériques affichant le rythme cardiaque foetal avec une sonde fixe étanche de 2MHz ou 3MHz.

Avantages

- Conception compacte et légère pour une portabilité facile
- Grand écran LCD à fort contraste de la FHR en chiffres BIG
- Commande combinée marche/arrêt/volume pour une facilité d'utilisation optimale.
- Sondes très sensibles pour une performance maximale dans une grande variété d'applications et de procédures cliniques.
- Prend en charge les sondes étanches de 2MHz et 3MHz, adaptées aux accouchements dans l'eau.
- Sondes faciles à nettoyer pour un meilleur contrôle des infections
- Piles AA : facilité d'utilisation accrue et rentabilité à long terme

Spécifications

Marque	Huntleigh
sku	1600273
Fréquence de la sonde	3MHz
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce