

1544261 - Soft Fine lancettes - stérile - 1 x 210 pcs



Déscription

Lancette standard de couleur douce et fine pour piquer le sang capillaire à usage unique. La lancette standard peut être utilisée sur plusieurs stylos piqueurs. La pointe de l'aiguille à facettes offre une expérience de lancette pratiquement indolore. Le revêtement en silicone minimise le risque d'irritation de la peau. Sans latex.

Spécifications

Marque	Klinion
Avec autopiqueur	Non
sku	1544261
Catégorie de glucomètre	Systèmes et lancettes
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Boîte
Type de lancette	Lancette régulière