

## 1543958 - Renol protections barrières - 153 x 40 cm - paire



### Déscription

Les protections barrières se fixent aux barrières à l'aide de huit fixations boucles (quatre par pièce). Elles protègent des chocs contre les barreaux et permettent d'éviter au patient de s'y coincer un membre. Les fibres siliconées denses et compactes assurent une protection anti-choc maximale. Le recouvrement en PU est lavable en surface.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RCP10153
<b>Ignifuge</b>	Non
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1543958
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Système de fixation</b>	Avec boucles et clips
<b>Taille</b>	153 x 40 cm
<b>Type d'emballage</b>	Paire