

1560204 - Lames de bistouri nr 11 - stériles - 1 x 100 pcs



Déscription

Le couteau Bistour No 11 est une lame triangulaire allongée, affûtée le long du bord de l'hypoténuse et dotée d'une forte pointe.

Les lames No 11 s'adaptent aux manches 3, 3L, 3 gradué, 5B, 7, 9 et B3.

Spécifications

Marque	Swann Morton
Composition	Acier inoxydable
Stérile	Oui
sku	1560204
Normes	ISO 13485:2016
Numéro du bistouri	11
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte