

1008562 - Accu-chek Softclix kit - autopiqueur avec 25 lancettes - 1 pc



Déscription

Le kit Accu-Chek Softclix facilite la piqûre. Le capuchon rotatif comporte 11 réglages de profondeur fixes pour différents types de peau. La technologie Clixmotion permet de minimiser le mouvement latéral douloureux de la lancette, ce qui rend l'utilisation de ce stylo autopiqueur pratiquement indolore.

Spécifications

Marque	Roche
Avec autopiqueur	Oui
sku	1008562
Catégorie de glucomètre	Systèmes et lancettes
Marque systèmes te lancettes	Roche Accu-Check
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de lancette	Lancette régulière