

1008562 - Accu-chek Softclix kit - autopiqueur avec 25 lancettes - 1 pc



Déscription

Le kit Accu-Chek Softclix facilite la piqûre. Le capuchon rotatif comporte 11 réglages de profondeur fixes pour différents types de peau. La technologie Clixmotion permet de minimiser le mouvement latéral douloureux de la lancette, ce qui rend l'utilisation de ce stylo autopiqueur pratiquement indolore.

Spécifications

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Marque | Roche |
| Avec autopiqueur | Oui |
| sku | 1008562 |
| Catégorie de glucomètre | Systèmes et lancettes |
| Marque systèmes te lancettes | Roche Accu-Check |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de lancette | Lancette régulière |