

## 1531335 - Bard - sondes nelaton avec ballon - enduit d'hydrogel - 42 cm - Ch 18 - 1 pc



### Déscription

Le cathéter à ballonnet sus-pubien sans latex BARD® et le cathéter de Foley en silicone sont faits d'un matériau translucide. Pour permettre la visibilité pendant la miction et réduire l'irritation des tissus et la formation de croûtes. Pour usage urétral et sus-pubien. Peut rester in situ jusqu'à 12 semaines.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Bard Medical
<b>Dimensions du produit</b>	L 42 cm
<b>Composition</b>	Hydrogel, siliconen
<b>Diamètre sonde</b>	Ch 18
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce