

## 1012813 - Eucerin pH5 lotion nettoyante sans savon recharge - 400 ml - 1 pc



### Déscription

La lotion lavante Eucerin pH5 est un produit de lavage quotidien du visage et du corps qui ne contient pas de savon alcalin. Les tensioactifs extra-doux nettoient en douceur mais efficacement les peaux sèches et sensibles. Le système unique Eucerin pH Balance donne au nettoyant la valeur pH optimale pour protéger les défenses naturelles de la peau, maintenir son élasticité et empêcher son dessèchement. Il convient également aux bébés et aux enfants.

### Spécifications

Marque	Beiersdorf
sku	1012813
Contenu	400 ml
Forme physique	Savon liquide
Odeur	Parfumée
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce
Valeur pH	5.0 - 6.5