


1208513 - Spéculum vaginal Collin - M - 10 cm x 3,5 cm - 1 pc



Déscription

Disponible en différentes tailles, le spéculum vaginal Collin est fabriqué en acier de qualité allemande. Il est doté d'une vis de réglage latérale.

Spécifications

Marque	Nopa
Dimensions du produit	L 3.5 cm, L 10 cm
sku	1208513
Qualité instruments	Chirurgical
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
Taille	M
Type d'emballage	Pièce
Type spéculum vaginal	Collin