

# 1623456 - SportsArt Tapis de course Elite Line Eco-Natural T674L - 5CV - écran LCD



## **Déscription**

Le tapis de course SportsArt T674L de la ligne ECO-NATURAL™ Elite représente le design, la technologie, la durabilité et une qualité cardiovasculaire de premier ordre. Ce tapis de course innovant est équipé d'un puissant moteur AC-Servo 5.0 HP, d'un entraînement écoénergétique ECO-DRIVE™ et du système d'auto-lubrification ECO-GLIDE™ nécessitant peu d'entretien. Ainsi, le T674L offre des performances de pointe avec une empreinte écologique réduite.

Le système d'amorti omnidirectionnel MyFlex+ garantit un amorti et un confort optimaux, soulageant ainsi les muscles et les articulations. Avec une plage de vitesses de 0,15 à 15,5 mph (0,25 à 25 km/h) et une inclinaison de 0 à 15%, le T674L convient aussi bien à la marche et à la rééducation qu'à l'entraînement intensif de course à pied.

Grâce à un support multilingue, un port de chargement USB et des capteurs de fréquence cardiaque par contact et télémétrie, chaque entraînement est convivial et complet.

## Caractéristiques principales du SportsArt T674L :

- Moteur AC-Servo 5.0 HP puissant et fiable
- Moteur ECO-DRIVE™ écoénergétique et durable
- Système d'auto-lubrification ECO-GLIDE™ réduit l'entretien
- Système d'amorti MyFlex+ excellente absorption des chocs et protection des articulations
- Plage de vitesses: 0,15 15,5 mph / 0,25 25 km/h
- Plage d'inclinaison : 0 15 % pour un entraînement polyvalent
- Support multilingue + port de chargement USB
- Mesure de la fréquence cardiaque : contact et télémétrie

#### Spécifications techniques :



• Poids de l'appareil : 195 kg

• Dimensions (L x I x H): 213,1 x 84,9 x 146,2 cm

• Poids utilisateur maximal: 205 kg

• Surface de course : 54,6 x 154,9 cm (21,5 x 61 pouces)

• **Dimensions de la bande :** 325 x 54,5 x 0,2 cm

### Le tapis de course SportsArt T674L est idéal pour :

- les clubs de fitness et salles de sport recherchant un équipement haut de gamme
- les centres de rééducation et cabinets de kinésithérapie où le confort et le faible impact sont essentiels
- les utilisateurs à domicile souhaitant un tapis de course professionnel et écoénergétique

# **Spécifications**

Marque	SportsArt
sku	1623456
Poids	195 kg
Type d'emballage	Pièce