

1623456 - SportsArt Tapis de course Elite Line Eco-Natural T674L - 5CV - écran LCD



Déscription

Le tapis de course SportsArt T674L de la ligne ECO-NATURAL™ Elite représente le **design, la technologie, la durabilité et une qualité cardiovasculaire de premier ordre**. Ce tapis de course innovant est équipé d'un puissant **moteur AC-Servo 5.0 HP**, d'un entraînement écoénergétique **ECO-DRIVE™** et du système d'auto-lubrification **ECO-GLIDE™** nécessitant peu d'entretien. Ainsi, le T674L offre des performances de pointe avec une empreinte écologique réduite.

Le **système d'amorti omnidirectionnel MyFlex+** garantit un amorti et un confort optimaux, soulageant ainsi les muscles et les articulations. Avec une **plage de vitesses de 0,15 à 15,5 mph (0,25 à 25 km/h)** et une **inclinaison de 0 à 15%**, le T674L convient aussi bien à la marche et à la rééducation qu'à l'entraînement intensif de course à pied.

Grâce à un **support multilingue, un port de chargement USB et des capteurs de fréquence cardiaque** par contact et télémétrie, chaque entraînement est convivial et complet.

Caractéristiques principales du SportsArt T674L :

- **Moteur AC-Servo 5.0 HP** – puissant et fiable
- **Moteur ECO-DRIVE™** – écoénergétique et durable
- **Système d'auto-lubrification ECO-GLIDE™** – réduit l'entretien
- **Système d'amorti MyFlex+** – excellente absorption des chocs et protection des articulations
- **Plage de vitesses** : 0,15 – 15,5 mph / 0,25 – 25 km/h
- **Plage d'inclinaison** : 0 – 15 % pour un entraînement polyvalent
- **Support multilingue + port de chargement USB**
- **Mesure de la fréquence cardiaque** : contact et télémétrie

Spécifications techniques :

- **Poids de l'appareil :** 195 kg
- **Dimensions (L x l x H) :** 213,1 x 84,9 x 146,2 cm
- **Poids utilisateur maximal :** 205 kg
- **Surface de course :** 54,6 x 154,9 cm (21,5 x 61 pouces)
- **Dimensions de la bande :** 325 x 54,5 x 0,2 cm

Le tapis de course **SportsArt T674L** est idéal pour :

- **les clubs de fitness et salles de sport** recherchant un équipement haut de gamme
- **les centres de rééducation et cabinets de kinésithérapie** où le confort et le faible impact sont essentiels
- **les utilisateurs à domicile** souhaitant un tapis de course professionnel et écoénergétique

Spécifications

Marque	SportsArt
sku	1623456
Poids	195 kg
Type d'emballage	Pièce