

**1543491 - HK 63 coussin chauffant rheumatherm avec aimant - 100  
W - 1 pc**



## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 30 cm, L 40 cm
<b>SKU leverancier</b>	27105
<b>Code CNK</b>	CNK 2844-140
<b>Puissance</b>	100 W
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Lavable en machine</b>	Non
<b>Respirant</b>	Non
<b>Chauffage rapide</b>	Oui
<b>Housse incluse</b>	Oui
<b>Housse lavable en machine</b>	Oui
<b>Système de sécurité</b>	Oui
<b>Niveaux de température</b>	3
<b>sku</b>	1543491
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce