

1572052 - Manumed Traction - 2-parties - modèle 004 - version dos - hauteur fixe



Déscription

La table Manumed Traction répond aux applications thérapeutiques de traction cervicale et lombaire. Le plateau coulissant empêche le frottement des hanches et des jambes durant la séance, évitant ainsi toute perte de la force de traction. La Manumed Traction est disponible en 2 modèles: avec hauteur fixe ou réglable. Ce type: 004 est une hauteur fixe.

Caractéristiques

- 2-parties
- Hauteur fixe: 93 cm
- Longue fente nasale
- Plateau coulissant (blocage possible)
- Supports pour l'appareil de traction
- Rails de fixation pour sangles de maintien
- Pour utilisation comme table de traction ou de traitement classique
- Capacité de montée 150 kg
- Dimensions (lxl): 195 x 67 cm

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
Dimensions du produit	L 67 cm, L 195 cm
Hauteur	93 cm
Roues incluses	Non
Hauteur réglable	Non
Capacité de levage	150 kg
Fente nasale triangulaire	Fente nasale allongée
Nombre de parties	2-parties
Réglage de la hauteur	n/a
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce