

## 1609923 - Guedel airways - stérile - 40 mm - rose - 25 pcs



### Déscription

Les voies aériennes de Guedel sont des dispositifs médicaux utilisés pour maintenir les voies aériennes libres chez les patients inconscients ou qui ne réagissent pas. Les voies respiratoires de Guedel existent en différentes tailles pour différents groupes d'âge et sont fabriquées en PVC. Ils sont insérés dans la bouche du patient pour maintenir la langue en avant et l'empêcher de bloquer les voies respiratoires.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Dahlhausen
<b>Composition</b>	PVC
<b>Normes</b>	ISO 5364:2016
<b>sku</b>	1609923
<b>Couleur</b>	Rose
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Paquet