

## 1603634 - Unometer™ Safeti™ Plus 150 cm - 2 L - 1 pc



### Déscription

Unometer™ Safeti™ Plus est un unomètre (150 cm) avec chambre pour une mesure horaire précise de la diurèse. Il est doté d'une sortie par le bas et est conçu pour prévenir les infections. De plus, l'Unometer™ Safeti™ Plus est stérile et comprend un sac de collecte fixe avec un portail KombiKon™ pour le prélèvement d'échantillons.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Convatec
<b>Composition</b>	Chlorure de polyvinyle, ABS, polypropylène, polyéthylène et styrène-acrylonitrile
<b>sku</b>	1603634
<b>Type d'emballage</b>	Pièce