

## 1532854 - Tensiomètre digital BP A2 Basic - mémoire 30 mesures - brassard flexible avec portée 22-42 cm - bras supérieur - 1 pc



### Déscription

Le A2 Basic de **Microlife** est capable de mesurer précisément et agréablement à domicile la tension artérielle à votre bras. Ce tensiomètre peut enregistrer jusqu'à 30 valeurs et est doté de la technologie PAD pour un diagnostic précoce des arythmies cardiaques.

### Avantages

- Technologie PAD: pour la détection des arythmies cardiaques
- Mémoire 30 valeurs: enregistrement automatique des 30 dernières mesures
- Date et heure ajustables: pour un meilleur suivi des mesures de la tension artérielle
- Échelle colorielle feu tricolore: catégorisation du résultat de tension artérielle facile à lire
- Fonction de calcul de la moyenne des mesures enregistrées: donne des informations utiles relatives à la tension artérielle moyenne de toutes les mesures enregistrées dans l'appareil

## Spécifications

<b>Marque</b>	Microlife
<b>Taxe Bebat</b>	0.05 EUR
<b>sku</b>	1532854
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres numériques