

## 1553450 - MOTOmed Letto 2 - jambes & bras version enfants



### Déscription

MOTOmed® Letto 2 jambes et bras pour enfants

La thérapie par mouvement pour patients alités: pour une utilisation en soins de longue durée, en rééducation ou en soins intensifs, pour les patients comateux, ventilés ou pendant l'hémodialyse.

Cet entraîneur thérapeutique possède toutes les fonctions MOTOmed® éprouvées: le pédalage assisté, la protection des mouvements et le contrôle des spasmes, l'entraînement-symétrie, 13 programmes de thérapie adaptés à certaines maladies (hémiparésie, SEP, ...), aux buts de thérapie (soulagement des muscles, entraînement de l'endurance ...) et aux indications spécifiques (neurologique, orthopédique, ...), les programmes de motivation MOTOmax et TRAMPOLINEmax et l'affichage ainsi que l'analyse de jusqu'à 20 données d'entraînement pour une utilisation professionnelle et pour les grandes ambitions.

Cliquez [ici](#) pour consulter la brochure

Cliquez [ici](#) pour consulter l'aperçu des différents modèles et fonctions

### Spécifications

<b>Marque</b>	MOTOmed
<b>sku</b>	1553450
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce