

1350890 - Tabouret Saar - plastique noir - 5 roues - 49-69 cm - revêtement Fresh - Bleu clair - 1 pc

Déscription

Tabouret de très bonne qualité. Équipé en standard d'une base en étoile plastique noir et d'un ressort à gaz en fer. Les roues standard sont en plastique dur. En option, les roues peuvent être choisies avec une bande de roulement souple. Cela permet d'éviter les rayures.

Attention : la couleur du tabouret comme sur l'image peut différer de la réalité

Spécifications

Marque	Wesseling
Roues	Oui
Anneau de pied	Non
Diamètre du siège	34 cm
Nombre de roues	5
sku	1350890
Couleur	Bleu clair
Couleur châssis	Couleur de l'aluminium
Matériel châssis	Chrome
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	49 - 69 cm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège rond