

1601080 - Aiguilles duo pour stylo sécurisée - 0.33 mm (30G) x 5 mm - pourpre - 100 pcs



Déscription

Les stylos injecteurs de sécurité Betica Duo offrent aux professionnels de santé une protection optimale contre les piqûres accidentelles. Les stylos injecteurs de sécurité sont équipées d'une double sécurité. Cela évite les blessures par piqûre d'aiguille, car après l'injection, un couvercle recouvre automatiquement l'aiguille côté client et côté stylo. Plus de confort d'injection grâce au mécanisme de sécurité à activation douce. Les stylos injecteurs de sécurité Betica sont les seuls stylos injecteurs de sécurité permettant de réaliser l'injection sous un angle oblique. Convient pour l'administration sous-cutanée d'insuline dans le traitement du diabète. Universel et compatible avec tous les stylos à insuline courants.

Spécifications

Marque	betica
Stérile	Oui
Mécanisme de sécurité	Oui
sku	1601080
Couleur	Pourpre
Dimensions	30G x 1/2"
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte