

## 1000448 - 3M™ Micropore™ - avec distributeur - 2,5 cm x 9,14 m - 1 x 12 pcs



### Déscription

En raison de sa tolérance cutanée exceptionnelle, le patch 3M™ Micropore™ permet des changements de pansement fréquents. Il ne laisse aucun résidu collant et le retrait est indolore. 3M™ Micropore™ est poreux, perméable à la vapeur d'eau et à l'air, laisse respirer la peau et laisse passer les rayons X. Son effet auto-adhésif augmente avec le temps, il reste donc parfaitement en place.

## Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>Composition</b>	Papier
<b>sku</b>	1000448
<b>Stérile</b>	Non
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Taille</b>	2,5 cm x 9,14 m
<b>Type d'emballage</b>	Boîte