

1518882 - Gynebiops - modèle courbe CH6 - 1 x 25 pcs

Déscription

Sonde de biopsie endométriale Gynebiops, stérile à usage unique. Également appelée Pipelle de Cornier. Pour le prélèvement de micro-échantillons de cellules endométriales. Le gynécée, avec son extrémité incurvée, facilite le passage du col de l'utérus.

Gynebiops aide au diagnostic de:

- cancer de l'endomètre
- hyperplasie
- polypes
- insuffisance lutéale



Spécifications

Marque	Gyneas
Stérile	Oui
sku	1518882
Lavable/Disposable	Jetable
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Taille	2 mm
Type d'emballage	Boîte