

## 1600068 - Stylet boutoné 14 cm en métal - jetable - stérile - 50 pcs



### Déscription

Pour écarter les berges de la plaie, mesurer la profondeur de la plaie ou placer une mèche.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Hartmann
<b>Contenu des sets stériles</b>	Stylet boutoné 14 cm en métal
<b>sku</b>	1600068
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Paquet