

1543073 - Chaise de douche roulante Clean - réglable - 1 pc



Déscription

Tous les avantages de la chaise de toilette et de douche Etac Clean avec la fonctionnalité supplémentaire du réglage de la hauteur pour des transferts faciles et une bonne hauteur au-dessus de la cuvette des toilettes. Etac Clean réglable en hauteur est disponible en couleur blanche. La hauteur du Clean peut être facilement réglée pour une bonne position par rapport à la cuvette des toilettes et pour simplifier les transferts. La hauteur de l'assise se règle facilement et sans outils de 47,5 à 60 cm par paliers de 2,5 cm. Le fauteuil roulant Clean toilet and shower a été récompensé par plusieurs prix internationaux renommés. La preuve qu'un produit hautement fonctionnel peut aussi être beau.

Spécifications

Marque	Etac
SKU leverancier	80229208
Roues	Oui
Hauteur réglable	Oui
Composition	Châssis : tube d'acier avec revêtement époxy ; Siège / Dossier : polypropylène ; Accoudoirs : polypropylène ; Repose-pieds : polypropylène Roues : polyamide / TPE / tube en acier inoxydable ; Réglage de la hauteur du tube: acier inoxydable.
Accoudoirs	Oui
Dossier	Oui
Catégorie toilette ou douche	Chaise de toilette
Nombre de freins	4 freins
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce