

## 1543073 - Chaise de douche roulante Clean - réglable - 1 pc



### Déscription

Tous les avantages de la chaise de toilette et de douche Etac Clean avec la fonctionnalité supplémentaire du réglage de la hauteur pour des transferts faciles et une bonne hauteur au-dessus de la cuvette des toilettes. Etac Clean réglable en hauteur est disponible en couleur blanche. La hauteur du Clean peut être facilement réglée pour une bonne position par rapport à la cuvette des toilettes et pour simplifier les transferts. La hauteur de l'assise se règle facilement et sans outils de 47,5 à 60 cm par paliers de 2,5 cm. Le fauteuil roulant Clean toilet and shower a été récompensé par plusieurs prix internationaux renommés. La preuve qu'un produit hautement fonctionnel peut aussi être beau.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Etac
<b>SKU leverancier</b>	E80229208
<b>Composition</b>	Châssis : tube d'acier avec revêtement époxy ; Siège / Dossier : polypropylène ; Accoudoirs : polypropylène ; Repose-pieds : polypropylène Roues : polyamide / TPE / tube en acier inoxydable ; Réglage de la hauteur du tube : acier inoxydable.
<b>Roues</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>sku</b>	1543073
<b>Accoudoirs</b>	Oui
<b>Dossier</b>	Oui
<b>Catégorie toilette ou douche</b>	Chaise de toilette
<b>Nombre de freins</b>	4 freins
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce