

1603536 - Surflo™-W - I.V. cathéter - 14G x 45 mm - orange - 1 x 50 pcs

Déscription

Les cathéters I.V. Surflo™-W sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et offrent une grande stabilité pendant l'utilisation.

Le cathéter translucide indique que le cathéter a été correctement inséré dans la veine.

La pointe aiguisée de l'aiguille facilite l'insertion du cathéter dans la veine.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SR+DM1445WX(NIEUWSR+DM1445WD)
Composition	• Cathéter: FEP + BaSO4 • Embase de cathéter: polypropylène + masterbatch • Goupille de calage: polyoxyméthylène • Canule (aiguille interne): acier inoxydable • Raccord de l'aiguille: copolymèrestyrène/butadiène • Bouchon Luer-lock: polypropylène • Filtre de raccord d'évent: polyéthylène • Corps de raccord d'évent: Copolymère styrène/butadiène • Protection: polyéthylène
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
sku	1603536
Mécanisme de sécurité	Non
Débit	209 milliliter per minute
Diamètre interne cathéter	2 mm
Diamètre externe cathéter	1.55 mm
Couleur	Orange
Dimensions	14G x 45 mm
Dimensions en mm	1,3 x 45 mm
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte