

## 1559093 - Seca 232 toise mécanique pour pèse-bébés Seca 334 - 1



## **Déscription**

Une toise mécanique pour les pèse-bébés Seca 336i, 333 et 336. Les mesures sont faciles à lire grâce au marquage couleur optimisé et a un appuie-tête et appuie-pieds intégrés.



## **Spécifications**

Marque	Seca
Télescopique	Non
Démontable	Oui
Connectable aux balances	Oui
sku	1559093
Graduation toise	1 mm
Modèle toise	Toise bébé
Plage de mesure	35 - 80 cm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce