

## 1543473 - Balance digitale en verre GS39 - avec fonction vocale - 150 kg - 1 pc



### Déscription

Pèse-personne numérique avec fonction vocale en 5 langues (allemand, anglais, français, espagnol et russe) très adapté aux personnes malvoyantes. La balance a une grande puissance de lumière bleue et une grande surface debout, dispose de 4 emplacements de mémoire directe pour un stockage et un enregistrement faciles des dernières valeurs. Avec une technologie de mise en marche (vibration), un arrêt automatique et un indicateur de surcharge.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Taxe Bemat</b>	0.05 EUR
<b>Code CNK</b>	CNK 3058-955
<b>Poids max.</b>	150 kg
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Non
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1543473
<b>Classe pèse personnes</b>	n/a
<b>Gradation pèse-personnes</b>	100 g
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personnes plats numériques