

1543473 - Balance digitale en verre GS39 - avec fonction vocale - 150 kg - 1 pc



Déscription

Pèse-personne numérique avec fonction vocale en 5 langues (allemand, anglais, français, espagnol et russe) très adapté aux personnes malvoyantes. La balance a une grande puissance de lumière bleue et une grande surface debout, dispose de 4 emplacements de mémoire directe pour un stockage et un enregistrement faciles des dernières valeurs. Avec une technologie de mise en marche (vibration), un arrêt automatique et un indicateur de surcharge.

Spécifications

Marque	Beurer
Mémoire	Non
Code CNK	CNK 3058-955
Calibré	Non
Poids max.	150 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Taxe Bebat	0.05 EUR
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543473
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	100 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes plats numériques