

1551528 - Bas VenaPure - cuisse - court - M - 6 x 2 pcs



Déscription

Les bas anti-embolie VenaPure ont été conçus dans un souci de prévention de la TEV. DJO Global a pu utiliser les années d'expérience clinique acquises dans le domaine de la prophylaxie de la TEV et combiner tous ces attributs positifs dans VenaPure. Veuillez consulter la fiche produit pour connaître les dimensions exactes.

Caractéristiques de VenaPure :

- Excellent ajustement
- Fils confortables pour le patient
- Profils de compression cohérents
- Contrôles et normes de qualité de fabrication internationale
- Une gamme complète de styles, de tailles et de longueurs

Spécifications

Marque	DJO
sku	1551528
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille	Court
Type d'emballage	Boîte