

1004915 - MONOCRYL™ fil de suture 3/0 - 24 mm - 70 cm - Y442H - 1 pc



Déscription

La suture MONOCRYL™ est une suture synthétique absorbable monofilament à usage chirurgical, préparée à partir d'un copolymère de glycolide et d'épsilon-caprolactone.

Avantages

- Monofilament
- Synthétique
- Temps de résorption: 90-120 jours

Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	ETHIY442H
Composition	Suture: copolymère: glycolide, epsilon-caprolacton
sku	1004915
Stérile	Oui
Résorbable	Oui
Longueur du fil	70 cm
Produits similaires	Oui
Longueur aiguille	24 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Pièce
épaisseur du fil	3/0