


1574027 - Capteur SpO2 à usage unique - confort - 1 x 24 pcs



Déscription

Le capteur SpO2 jetable de Medlink utilise des matériaux stériles et non nocifs pour éviter toute contamination croisée. Medlink propose cinq types différents de capteurs de SpO2 jetables, à savoir le capteur de SpO2 pour adultes, le capteur de SpO2 pédiatrique, le capteur de SpO2 pour nourrissons, le capteur de SpO2 néonatal et le capteur de SpO2 de confort, et sont conçus pour répondre aux besoins des différents groupes d'âge en matière de surveillance de la SpO2.

Spécifications

Marque	med_link
sku	1574027
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIb
Type d'emballage	Boîte