

1622025 - Electrodes ECG - TAB - hydrogel - pediatric - 34x13mm - 10x100 pcs



Spécifications

Marque	Sorimex
sku	1622025
Normes	ISO 13485:2016-08
Radio opaque	Non
Application	Resting tests
Groupe cible	Pediatric
Matériau de base	Papier PET
Matériau de connexion du bouton-poussoir	Non applicable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Shelflife	2 ans
Taille	34 x 13 mm
Type d'emballage	Boîte
Type de gel	Hydrogel