

## 1622025 - Electrodes ECG - TAB - hydrogel - pediatric - 34x13mm - 10x100 pcs



### Déscription

Les électrodes TAB sont principalement destinées à réaliser des ECG de repos de courte durée. Elles sont faciles à appliquer et confortables à porter.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Sorimex
<b>sku</b>	1622025
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016-08
<b>Radio opaque</b>	Non
<b>Application</b>	Resting tests
<b>Groupe cible</b>	Pediatric
<b>Matériau de base</b>	Papier PET
<b>Matériau de connexion du bouton-poussoir</b>	Non applicable
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Shelflife</b>	2 ans
<b>Taille</b>	34 x 13 mm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type de gel</b>	Hydrogel