

## 1543535 - MG 260 HD coussin de massage shiatsu 2en1 noir - 1 pc



### Déscription

Le coussin de massage shiatsu 2 en 1 vous offre à la fois un massage du dos et un massage au rouleau ou un massage du cou. Avec 3 zones de massage sélectionnables individuellement et 2 vitesses, il constitue un coussin de massage polyvalent. Avec 2 têtes de massage Shiatsu rotatives, rotatives ou roulantes par paires et 3 zones de massage sélectionnables individuellement, 2 vitesses. Facile à utiliser avec un interrupteur de commande manuel, peut être utilisé sur toutes les chaises avec une profondeur d'assise et un dossier suffisants. Les housses sont lavables en machine à 30° et sont en maille et velours pour le cou. Se fixe avec une bande velcro et dispose d'une fonction minuterie avec 5/10/15 min.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 45 cm, H 82 cm, L 38 cm
<b>SKU leverancier</b>	64037
<b>Puissance</b>	42 W
<b>Fonction de chaleur</b>	Oui
<b>Chaleur infrarouge</b>	Non
<b>Programmes de massage</b>	3
<b>Nombre de fonctions</b>	2
<b>Nombre de têtes de massage</b>	4
<b>sku</b>	1543535
<b>Alimentation</b>	Alimentation secteur
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce