

1543535 - MG 260 HD coussin de massage shiatsu 2en1 noir - 1 pc



Déscription

Le coussin de massage shiatsu 2 en 1 vous offre à la fois un massage du dos et un massage au rouleau ou un massage du cou. Avec 3 zones de massage sélectionnables individuellement et 2 vitesses, il constitue un coussin de massage polyvalent. Avec 2 têtes de massage Shiatsu rotatives, rotatives ou roulantes par paires et 3 zones de massage sélectionnables individuellement, 2 vitesses. Facile à utiliser avec un interrupteur de commande manuel, peut être utilisé sur toutes les chaises avec une profondeur d'assise et un dossier suffisants. Les housses sont lavables en machine à 30° et sont en maille et velours pour le cou. Se fixe avec une bande velcro et dispose d'une fonction minuterie avec 5/10/15 min.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 45 cm, H 82 cm, L 38 cm
SKU leverancier	64037
Puissance	42 W
Fonction de chaleur	Oui
Chaleur infrarouge	Non
Programmes de massage	3
Nombre de fonctions	2
Nombre de têtes de massage	4
sku	1543535
Alimentation	Alimentation secteur
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce